



Bath Sponge



VM971

Usage and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Bath Sponge from Aidapt. The Bath Sponge is manufactured from the finest materials and components available. When used correctly it is designed to give many years of reliable trouble-free service.

BEFORE USE

Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.

Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product, but contact your supplier for support.

INTENDED USE

This soft sponge is designed to help reach and clean your back. It features a 575 mm (20") angled plastic handle and hanging loop.

INSTRUCTIONS FOR USE

- The Bath Sponge can be used to reach and clean your back and hard to reach areas, this is particularly useful for those with limited mobility due to the long handle.
- Can be used in the bath or shower.
- Apply your favourite bath or shower gel to the dampened sponge and use as you would an ordinary bath sponge.
- Allow to air dry when not in use, can be stored using the integrated hanging loop.

CLEANING

Clean your Bath Sponge using a non-abrasive cleaner or mild detergent with a soft cloth. Abrasive cleaners e.g. AJAX and/ or abrasive cleaning pads may damage the product beyond repair and should not be used. Allow the bath sponge to air dry in a warm dry spot after cleaning, away from direct heat sources.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk
Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Eponge de Bain



VM971

Notice d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté l'éponge de bain Aidapt. Celle-ci est fabriquée avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, elle vous rendra service pendant de nombreuses années.

AVANT UTILISATION

- Sortez l'éponge de l'emballage. N'utilisez pas de couteau, cutter ou autre objet tranchant car cela pourrait endommager l'éponge.
- Vérifiez que le produit est en bon état. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur.

CONSEILS D'UTILISATION

L'éponge peut être utilisée pour laver les zones difficiles à atteindre comme le dos et est particulièrement utile pour les personnes à mobilité réduite. Cette éponge possède une poignée coudée en plastique de 575mm de long avec un trou au bout permettant de la suspendre à un crochet.

NETTOYAGE

Nettoyez votre éponge avec un savon doux puis laissez-la sécher.

RÉUTILISATION

Si vous n'avez pas utilisé cette éponge , vérifiez qu'elle est en bon état.

En cas de doute, ne l'utilisez pas ni ne la prêtez pas.

ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état de votre produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations données dans cette notice d'utilisation ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un quelconque contrat ou engagement par Aidapt Bathrooms Limited Aidapt Wales ni ses agents ou filiales et aucune garantie n'est donnée concernant ces informations.

Nous vous remercions de faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)
Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France
Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Badeschwamm



VM971

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Badeschwamms von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Schwamm wurde entwickelt, damit Sie damit leicht Ihren Rücken erreichen und säubern können. Er hat einen 57,5 cm langen gebogenen Kunststoffgriff und eine Schlaufe zum Aufhängen.

GEBRAUCH

- Der Schwamm kann zur Reinigung ihres Rückens und anderer schwer zugänglicher Stellen eingesetzt werden. Mit seinem langen Haltegriff ist dieser Schwamm besonders nützlich für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.
- Kann in der Badewanne oder in der Dusche eingesetzt werden.
- Geben Sie Ihr bevorzugtes Bade- oder Duschmittel auf den angefeuchteten Schwamm und benutzen Sie ihn wie einen gewöhnlichen Schwamm.
- Nach Gebrauch an der Luft trocknen lassen. Kann an integrierter Schlaufe aufgehängt werden.

REINIGUNG

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch; benutzen Sie keinesfalls einen scheuernden Reiniger oder scheuernde Schwämme, da diese das Produkt irreparabel beschädigen könnten. Lassen Sie den Schwamm nach der Reinigung an einem warmen, trockenen Ort an der Luft trocknen. Halten Sie ihn dabei fern von direktem Kontakt mit einer Hitzequelle.

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

Altai Germany (Altai Europe Ltd.)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815