

**EN** - Single use nitrile examination glove. Powder-Free. Food Safe. Not Made With Natural Rubber Latex. Smooth finish. Non-Sterile. Prevents Type I Allergies. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence: - When stored as recommended the product will not suffer any change in chemical properties for up to 5 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defector imperfections. Inappropriata glovese:- Tactile sensitivity and dexterity reduces with a poor-fitting glove, which can cause fatigue in the hands and fingers. Wrong size and poor fitting lead to poor hand protection. Glove donning:- Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contamination. Glove doffing:- Remove the glove as soon as you see wearing or damage. When the glove is covered in a contact amiant that is not removable presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand Hygiene:- To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/skytec. The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. Tested according to EN ISO 21420:2020.

**DE** - Einweg-Untersuchungshandschuh aus Nitril. Pulverfrei. Lebensmittelsicher. Nicht mit Naturkautschuk latex hergestellt. Glatte Oberfläche. Nicht keimfrei. Vermeidet Allergien vom Typ I. Der Schutz ist nur auf die Hand beschränkt. Bei Auftreten von Reizungen suchen Sie einen Arzt auf. Obsoleszenz: Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine chemischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom Einsatzbereich ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhs für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Schäden und Mängel. Unangemessener Gebrauch der Handschuhe: Bei schlecht sitzenden Handschuhen verringern sich Tastempfinden und Fingerfertigkeit, was zu Ermüdung der Hände und Finger führen kann. Falsche Größe und schlechter Sitz führen zu verringertem Handschutz. Anziehen der Handschuhe: Wählen Sie die richtige Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf physische Schäden oder Verunreinigungen. Entsorgen Sie beschädigte und verunreinigte Handschuhe. Ausziehen der Handschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe aus, sobald Sie Verschleiß oder Beschädigungen feststellen. Wenn der Handschuh mit einer Verunreinigung bedeckt ist, die nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefahr darstellt, sollten beide Handschuhe abwechselnd mit der behandschuhten Hand ausgezogen werden, sodass die Verunreinigung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Handhygiene: Um die Handhygiene aufrecht zu erhalten, waschen Sie sich die Hände gründlich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gebrauchte Handschuhe verbrennt oder gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Die Konformitätserklärung können Sie unter gg-doc.com/skytec aufrufen und herunterladen. Das Produkt ist konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN ISO 21420:2020.

**ES** - Guante de examen de nitrilo de un solo uso. Sin polvo. Apto para uso alimentario. No fabricado con látex de caucho natural. Acabado suave. No estáéril. Evita alergias de tipo I. La protección se limita únicamente a la mano. En caso de irritación, consulte a su médico. Obsolescencia: Si el producto se almacena según las recomendaciones, sus propiedades químicas no varían más de 5 años después de la fecha de fabricación. No es posible precisar su vida útil, ya que depende del uso que se haga de él y de la responsabilidad del usuario a la hora de determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Antes de utilizar los guantes, compruebe que no tienen defectos o imperfecciones. Uso inadecuado de los guantes: La sensibilidad táctil y la dexteridad se reducen cuando los guantes no están correctamente ajustados, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. Utilizar un tamaño inadecuado o no ajustarlos bien disminuye la protección de las manos. Colocación de los guantes: Escija guantes de tamaño adecuado. Cada vez que vaya a utilizar un guante, verifique previamente si existen daños físicos o contaminación. De ser así, deséchelo. Retirada de los guantes: Quítese los guantes en cuanto detecte desgaste o daños en ellos. Si un guante está cubierto por alguna sustancia contaminante que no puede retirarse o que presente un riesgo potencial, se recomienda ir quitándose los guantes derecho e izquierdo alternativamente de modo que la mano que utilice esté siempre cubierta para que la sustancia contaminante no entre en contacto con la piel. Higiene de manos: Para mantener la higiene de manos, lávelas conscientemente antes de colocarlosguantes y una vez retirados. Los guantes usados deben eliminarse mediante incineración o según se indique en la normativa de las autoridades locales. Puede acceder a la declaración de conformidad y descargar la en la página gg-doc.com/skytec. Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Probado según la norma EN ISO 21420:2020.

**FR** - Gant d'examen en nitrile à usage unique. Non poudre. Approuvé pour la manipulation des aliments. Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Finition lisse. Non stérile. Préviént les allergies de type I. La protection est limitée à la main. Veuillez consulter un médecin en cas d'irritation. Obsolescence : - Lorsque le produit est stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie utile ne peut être spécifiée. Elle dépend de l'application qu'en fait l'utilisateur et s'il s'assure que le gant convient à l'usage auquel il est destiné. Veuillez vérifier que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections avant chaque utilisation. Utilisation non adaptée des gants : - La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une mauvaise taille et un mauvais ajustement conduisent à une protection des mains inefficace. Enfilage des gants : - Choisissez la taille de gant adaptée. Veuillez vérifier que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. Le cas échéant, jetez les gants immédiatement. Désefilage des gants : - Retirez le gant dès que vous constatez qu'il est usé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d'un contaminant quine peut pas être nettoyé ou qui présente un risque potentiel, il est conseillé d'enlever alterna tivement les gants gauche et droit en utilisant la main en gantée de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant n'entre en contact avec l'apeau. Hygiène des mains : - Pour une hygiène des mains efficace, lavez-vous soigneusement les mains avant d'enfiler les gants et après les avoir retirés. Les gants usagés doivent être incinérés ou jetés conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour accéder à la déclaration de conformité et télécharger, veuillez vous rendre sur le site gg-doc.com/skytec. Le produit est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020. Non conforme à l'Arrêté du 06/08/2020.

**IT** - Guanto monouso in nitrile per esami medici. Senza polvere. Adatto per alimenti. Realizzato senza lattice di gomma naturale. Finitura liscia. Non sterile. Previene le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alla mani. In caso di irritazioni, consultare un medico. Obsolescenza: seil prodotto viene conservato secondo le modalità consigliate, le sue caratteristiche chimiche rimarranno inalterate per un massimo di 5 anni dalla data di produzione. Non è possibile fornire un'indicazione specifica sulla durata del guanto, perché dipende dal tipo di applicazione. L'utente si assume la responsabilità di verificare l'idoneità per l'uso previsto. Ispezionare i guanti prima dell'uso e assicurarsi che non presentino difetti o imperfezioni. Utilizzo inappropriato: un guanto che non aderisce bene allamano riduce la sensibilità tattile e la manualità epotebbe causare un affaticamento della mano e delle dita. L'uso di guanti della taglia sbagliata o poco aderenti può ridurre il livello di protezione della mano. Al momento di indossarli i guanti: scegliere guanti de la taglia corretta. Ogni volta, prima di indossare i guanti, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Se si notano danni o segni di contaminazione, gettare i guanti. Rimozione de i guanti: se un guanto dovesse apparire danneggiato o usurato, rimuoverlo immediatamente. Se i guanti dovesero essere ricoperti di sostanze contaminanti che non possono essere rimosse o se presentano altri tipi di rischi potenziali, si consiglia di rimuoverli gradualmente, alternando prima unamano e poi l'altra, in modo da mantenere le mani protette ed evitare il contatto del contaminante con la pelle. Igiene delle mani: per una corretta igiene, lavare accuratamente le mani prima di indossare i guanti e dopo la rimozione. I guanti usati devono essere inceneriti o smaltiti in conformità à le disposizioni delle autorità locali. Per leggere l'escaricela Dichiarazione di conformità, visitare gg-doc.com/skytec. Il prodotto risulta conforme al regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Testato in conformità a EN ISO 21420:2020.

**NL** - Nitril onderzoekshandschoen vooreenmalig gebruik. Poedevrij. Veilig voor levensmiddelen. Niet gemaakt van natuurlijk rubber latex. Gladde afwerking. Niet-steriel. Voorkomt allergieën van type I. De bescherming beperkt zich tot de hand. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Veroudering: bij opslag onder de aanbevolen omstandigheden zal het product geen verandering in chemische eigenschappen ondergaan tot 5 jaar na de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van

de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolkomenheden. Onjuist gebruik van de handschoenen: de tactiele gevoeligheid en de beweeglijkheid zijn minder bij slecht passende handschoenen; dit kan vermoeidheid in de handen en vingers veroorzaken. Een verkeerde maat en een slechte pasvorm leiden tot minder goede bescherming van de handen. Handschoenen aantrekken: kies de juiste handschoenmaat. Controleer de handschoen vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen of vervuiling. Gooi ze weg als ze beschadigd of vervuild zijn. Handschoenen uittrekken: trek de handschoenen uit zodra u slijtage of beschadiging vaststelt. Als de handschoen bedekt is met een verontreiniging die niet te verwijderen is of die een potentieel gevaar inhoudt, is het raadzaam om eerst bij beetje afwisselend de linker- en rechter handschoen uit te trekken met de gehandschoemde hand, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de huid. Handhygiëne: voor een goede handhygiëne moeten de handen grondig worden gewassen voordat de handschoenen worden aange trokken en nadat handschoenen zijn uitgetrokken. Gebruikte handschoenen moeten worden verwijderd door middel van verbranding of volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. Voor het inzien en downloaden van onze conformiteitserklaring kunt u terecht op gg-doc.com/skytec. Het product voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425. Getest overeenkomstig EN ISO 21420:2020.


**PL** - Jednorazowe nitylowe rękawice diagnostyczne. Bezpydrowe. Bezpieczne dla żywności. Nie zawierają lateksu naturalnego. Gładkie wykończenie. Niejalowe. Zapobiegają alergiom typu I. Ochrona jest ograniczona tylko do dłoni. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zasięgnąć porady lekarza. Starzenie się: produkt przechowywany zgodnie z zaleceniami nie zmieni swoich właściwości chemicznych przez okres do 5 lat od daty produkcji. Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od danego zastosowania i odpowiedzialności użytkownika za upewnienie się, że rękawice nadają się do tego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości. Niewłaściwe używanie rękawic: ze dopasowanie rękawic obniża czucie i sprawność manualną, mogąc powodować zmęczenie dłoni i palców. Niewłaściwy rozmiar i złe dopasowanie nie prowadzą do słabej ochrony dłoni. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiedni rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawic sprawdź, czy nie są fizycznie uszkodzone lub zanieczyszczone. Wyruć je, jeśli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Zdejmowanie rękawic: zdejmij rękawicę, gdy tylko za uwarzyłeś na kiżyciu lub uszkodzeniu. Gdy rękawica jest pokryta zanieczyszczeniem, którego nie można usunąć lub które stanowi potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemiennie zdejmowanie lewej i prawej rękawicy używając dłoni w rękawicy, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu zanieczyszczenia ze skórą. Higienarąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem i po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć ręce. Żyły te rękawice należy utylizować poprzez spalenie lub zgodnie z przepisami władz lokalnych. Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania nastroje gg-doc.com/skytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

**PT** - Luva descartável de exame de nitrilo. Isenta de pó. Segura para alimentos. Não fabricada com látex de borra cha natural. Acabamento suave. Não o estáéril. Evita alergias tipo I. A proteção é limitada apenas à mão. Se surgir irritação, procure orientação médica. Obscência: - Quando a mazenada conforme recomendado, o produto não sofrerá alteração nas propriedades químicas por até 5 anos a partir da data de fabrico. A vida útil não pode ser específica da e depende da aplicação e responsabilidade do utilizador para verificar a adequação da luva para o uso pretendido. Antes da utilização, o inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições. Uso inadequado das luvas: - A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com um alívum aljustado, o que pode provocar fadiga nas mãos e dedos. O tamanho errado e o ajuste inadequado conduzem a uma proteção deficiente e das mãos. Colocação das luvas: - Escolha o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso da luva. Descarte se houver algum dano ou contaminante. Retirada da luva: - Remova a luva assim que notar desgast e ou dano. Quando a luva estiver coberta por um contaminante que não seja removível ou apresente um perigo potencial, é aconselhável retirar as luvas esquerda e direita alternadamente usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com a pele. Higiene das mãos: - Param antes a higiene das mãos, lave bem as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las. As luvas usadas devem ser descartadas por incineração ou de acordo com a regulamentação das autoridades locais. Para aceder e baixar a Declaração de Conformidade, visite gg-doc.com/skytec. O produto está em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425. Testada de acordo com EN ISO 21420:2020.

**TR** - Tek kullanımlık nitril kontrol eldiveni. Toz içermez. Gıda güvenli. Doğal Kauçuk Lateks ile Üretilmemiştir. Pürüzsüz yüzey. Steril Değildir. Tip I Alerji İleri Ötler. Korumasadece el ile anılır. Tahriş oluşmasını bilyardımlın. Eskime: -Önenilen şekilde depolanıldığında ürünün kimyasalözelliğeri üretim tarihinden itibaren 5 yla kadar değişmez. Hizmet ömrü belirlilemez ve uygulanmaya ve kullanım ediven kullanım amacına uygunluğuna test etme sorumluluğuna bağlıdır. Kullanmadan önce eldivenlerde herhangi bir kusur veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Uyumsuz eldiven kullanımı: - Ele tam oturmayan eldivenler dokunma hassasiyeti ve el becerisini azaltır, bu da ellerde ve parmaklarda yorgunluğa neden olabilir. Yanlış beden ve uyumsuzluk, el korumasızlık, el korumasızın azalmasına neden olur. Eldiven giyme: - Uygun eldiven boyutunu seçin. Eldiven her kullanımdan önce herhangi bir fiziksel hasar veya kırılma dupolmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya kırılma varsa atm. Eldiven çıkarma: - Ağrıma veya hasar gördüğünüz anda eldiveni çıkarın. Eldiven çıkarılmayana veya potansiyel bir tehlike arzen bir kırılma ile kaplandığında, eldivenli el kullanırla kolsu ve sağ eldivenlerin dönüşümü olarak kıkla nımsı tavsiye edilir, böylece eldivenler kırılma cilde temas etme den çıkarılır. El Hyijeni: - El hijyenini koruma için eldiven giymeden önce ve eldivenleri çıkardıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kulanılmış eldivenler yakılarak veya yerel makamları yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir. Uygunluk Beyanına erişmek ve indirmek için Ürün gg-doc.com/skytec adresine gidin. Ürün, PPE yönetmeliği (AB) 2016/425 ile uyumludur. EN ISO 21420:2020'ə göre test edilmiştir.

**HI** - एक बार के उपयोग वाले नाइट्राइल परीक्षण दस्ताने। पाउडर-मुक्त। आहार के लिए सुरक्षित। आहार के लिए सुरक्षित। आहार के लिए सुरक्षित। सुरक्षित से नरिमति नहीं है। चिकनी फनिशि। नैर-स्टूटाइला। टाइप I एलर्जी की रोकथाम करता है। सुरक्षा कवच हाथों तक सीमित है। सुरक्षा कवच हाथों तक सीमित है। पुराना पड़ना:- अनुशंसा के अनुसार स्टोर करने पर उत्पाद के नरिमाण की तारीख से 5 साल तक रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेवा जीवन तब नहीं किया जा सकता है और यह इस के नचित उपयोग के लिए इस दस्तानों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग और उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। उपयोग करने से पहले, इस दस्तानों का नरिीक्षण कर ले कि इसमें कोई खराबी या कमी न हो। अनुचित दस्तानों का उपयोग:- खराब फिटिंग वाले दस्तानों से संपर्श मुंचेदनशीलता और नपिणता कम हो जाती है, जिससे हाथों और उंगलियों में थकान हो सकती है। गलत साइज़ और खराब फिटिंग से हाथों की सुरक्षा पर गलत असर होता है। दस्तानों पहनना:- दस्तानों का उचित साइज़ चुनो। इस दस्तानों के प्रत्येक उपयोग से पहले किसी भी भौतिक क्षति या संदूषण की जांच करें। यदि कोई क्षति या संदूषण दखि तो इसे हटा दें। दस्तानों उतारना:- जैसे ही आप दस्तानों को धसित या क्षतिग्रस्त होते देखें तो उसे हटा दें। जब दस्तानों पर कोई ऐसा दूषित पदार्थ पड़ा हो जो हटाने योग्य नहीं है या संभावित खतरा पैदा करता है तो सलाह दी जाती है कि उसे दस्तानों वाले हाथ का उपयोग करते हुए बाएं और दाएं दस्तानों को बारी-बारी से उतारें ताकि उस दूषित पदार्थ के त्वचा के संपर्क में आए बनिा दस्तानों हटा दिए जाएं। हाथ की स्वच्छता:- हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के लिए दस्तानों पहनने से पहले और दस्तानों उतारने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। उपयोग किए गए दस्तानों को जलाकर या स्थानीय अधिकित नयियों के अनुसार नपिटाना जाना चाहिए। अनुरपता की घोषणा तक पहुंचने और डाउनलोड करने के लिए कृपया gg-doc.com/skytec पर जाएं। यह उत्पाद PPE बनिचिम (EU) 2016/425 के अनुपालन में है। EN ISO 21420:2020 अनुसार परीक्षण किया गया है।

**AR** - قفاز ففص من النترل للاستخدام مرة واحدة. خال من البودرة. ايمن برای مواد غذایی غیر مصنوع من المظاظ الطبيعي. وركش صفر. غير معقم. يمنع الحساسية من النوع الأول. تقصر الحماية على الأيدي فقط. في حالة حدوث تهيج، التمس للمساعدة الطبية. الانتقال:- عند التخزين على النحو الموصى به، لن يحدث أي تغير في الخواص الكيميائية للمنتج لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ التصنيع يمكن تجديد العمر الافتراضي ويتوقف ذلك على الاستخدام ومسؤولية المستخدم من حيث التأكد من ملاءمة القفاز للاستخدام المقصود. قبل الاستخدام، اقمض القفازات بحثًا عن أي عيوب أو تلفات. الاستخدام غير الملائم للقفازات: - تنخفض حساسية اللمس ومستوى اللمهارة عند استخدام قفاز غير ملائم، مما قد يؤدي إلى إرهاق اليدين والأضايح كما أن استخدام مقاس غير صحيح ولانتهاء الخاطئ يؤديان إلى ضعف حماية اليدين. ارتداء القفازات: - اختر مقاس القفاز المناسب. تحقق من عدم وجود أي أضرار مادية أو تلوث قبل كل استخدام للقفاز. تخلص من القفازات في حالة وجود أي تلف أو تلوث. خلع القفاز: - ازرع القفاز بمجرد أن تظهر عليه أي علامات للتآكل أو التلف. إذا كان القفاز يشتمل على مادة ملوّثة غير قابلة للإزالة أو تمثل خطرًا محتملاً، فمن الأفضل إزالة القفازين الأيمن والأيسر بالتناوب باستخدام اليد المשתمة على القفاز بحيث يتم إزالة القفازات دون ملامسة المادة للألوة للبشرة. نظافة اليدين: - للحفظ على نظافة اليدين، اغسل يديك جيدًا قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها. يجب التخلص من القفازات لمستعملة عن طريق الحرق أو وفقًا للوائح والسلطات المحلية للوصول إلى إعلان المطابقة وتنزيله. يُرجى زيارة gg-doc.com/skytec. المنتج متوافق مع لائحة معلمات الوقلية الشخصية (الاتحاد الأوروبي) 2016/425 وقد تم اختياره طبقا للمواصفة EN ISO 21420:2020.

<b>EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 / TYPE B</b>						
						
<b>JKPT</b>						
<b>Chemical</b>	<b>Code Letter</b>	<b>Breakthrough Time</b>	<b>Level</b>	<b>Mean Degradation % EN ISO 374-4:2019</b>		
<b>N-Heptane</b>	<b>J</b>	<b>&gt; 137 min</b>	<b>4</b>	<b>31.6</b>		
<b>40% Sodium Hydroxide</b>	<b>K</b>	<b>&gt; 480 min</b>	<b>6</b>	<b>10.2</b>		
<b>30% Hydrogen Peroxide</b>	<b>P</b>	<b>&gt; 60 min</b>	<b>3</b>	<b>27.3</b>		
<b>37% Formaldehyde</b>	<b>T</b>	<b>&gt; 240min</b>	<b>5</b>	<b>34.3</b>		
<b>Performance Level</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Breakthrough Time(min)</b>	<b>&gt; 10</b>	<b>&gt; 30</b>	<b>&gt; 60</b>	<b>&gt; 120</b>	<b>&gt; 240</b>	<b>&gt; 480</b>

Degradation levels indicate the change in Puncture Resistance of the glove after exposure to the challenge chemical




<b>EN ISO 374-5:2016</b>					
					
<b>VIRUS</b>					
<b>Performance Level</b>	<b>AQL</b>	<b>Inspection Levels</b>			
<b>Level 3</b>	<b>&lt; 0.65</b>	<b>G1</b>			
<b>Level 2</b>	<b>&lt;1.5</b>	<b>G1</b>			
<b>Level 1</b>	<b>&lt; 4.0</b>	<b>S4</b>			

Tested in accordance to ENISO 374-2:2019
Penetration air leak: PASS
Penetration water leak: PASS
Performance level: Level 2

Micro-organisms risk in accordance with EN ISO 374-5:2016
Protection against bacteria and fungi: PASS
Protection against Viruses: PASS

Products conforms to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE). Type examination certificate Module B issued: EU : SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified body No. 2777). Module D assessment carried out by: EU: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. (Notified Body No. 0598)					
	<b>Comply to MDR(EU) 2017/745 Class I</b>				
	<b>Comply to PPE Regulation (EU) 2016/425 Cat III</b>				

**STATEMENT AND CAUTION** Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical

# GLOBUS



**Globus (Shetland) Ltd**, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK | T: +44 (0)161 877 4747 | [www.globusgroup.com](http://www.globusgroup.com)

**Globus EMEA FZE**, Jafza View 1, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates | T: +971 4 882 9962

 **Globus EMEA Ltd** Authorized Representative in the European Community

**Globus EMEA Ltd**, 51 Dawson St. Dublin, DO2 AN25, Ireland

**MADE IN SRI LANKA**