

EN - Single use nitrile glove. Powder-Free. Not Made With Natural Rubber Latex. Textured finish. Non-Sterile. Prevents Type I Allergies. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence: - When stored as recommended the product will not suffer any change in chemical properties for upto 5 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Inappropriate glove use: - Tactile sensitivity and dexterity reduces with a poor-fitting glove, which can cause fatigue in the hands and fingers. Wrong size and poor fitting lead to poor hand protection. Glove donning: - Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contaminant. Glove doffing: - Remove the glove as soon as you see wearing or damage. When the glove is covered in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand Hygiene: - To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/skytec. The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. Tested according to EN ISO 21420:2020.

DE - Einweghandschuh aus Nitril. Puderfrei. Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. Strukturierte Oberfläche. Nicht kämfrei. Vermeidet Allergien vom Typ I. Der Schutz ist nur auf die Hand beschränkt. Bei Auftreten von Reizungen suchen Sie einen Arzt auf. Obsoleszenz: Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine chemischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom Einsatzbereich ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhs für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Schäden und Mängel. Unangemessener Gebrauch der Handschuhe: Bei schlecht sitzenden Handschuhen verringern sich Tastempfinden und Fingerfertigkeit, was zu Ermüdung der Hände und Finger führen kann. Falsche Größe und schlechter Sitz führen zu veringertem Handschutz. Anziehen der Handschuhe: Wählen Sie die richtige Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf physische Schäden oder Verunreinigungen. Entsorgen Sie beschädigte und verunreinigte Handschuhe. Ausziehen der Handschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe aus, sobald Sie Verschleiß oder Beschädigungen feststellen. Wenn der Handschuh mit einer Verunreinigung bedeckt ist, die nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefahr darstellt, sollten beide Handschuhe abwechselnd mit der behandschuhten Hand ausgezogen werden, sodass die Verunreinigung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Handhygiene: Um die Handhygiene aufrecht zu erhalten, waschen Sie sich die Hände gründlich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gebrauchte Handschuhe sollten verbrannt oder gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Die Konformitätserklärung können Sie unter gg-doc.com/skytec aufrufen und herunterladen. Das Produkt ist konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN ISO 21420:2020.

ES - Guante de nitrilo de un solo uso. Sin polvo. No fabricado con látex de caucho natural. Acabado texturizado. No estéril. Evita alergias de tipo I. La protección se limita únicamente a la mano. En caso de irritación, consulte a su médico. Obsolescencia: Si el producto se almacena según las recomendaciones, sus propiedades químicas no variarán hasta 5 años después de la fecha de fabricación. No es posible precisar su vida útil, ya que depende del uso que se haga de él y de la responsabilidad del usuario a la hora de determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Antes de utilizar los guantes, compruebe que no tienen defectos o imperfecciones. Uso inadecuado de los guantes: La sensibilidad táctil y la dexterid ad disminuyen cuando los guantes no están correctamente ajustados, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. Utilizar un tamaño inadecuado o no ajustarlos bien disminuye la protección de las manos. Colocación de los guantes: Escija guantes de tamaño adecuado. Cada vez que vaya a utilizar un guante, verifique previamente si existen daños físicos o contaminación. De ser así, deséchelo. Retirada de los guantes: Quítelos los guantes en cuanto detecte desgaste o daños en ellos. Si un guante está cubierto por alguna sustancia contaminante que no pueda retirarse o que presente un riesgo potencial, se recomienda ir quitándose los guantes derecho e izquierdo alternativamente de modo que la mano que utilice esté siempre cubierta para que la sustancia contaminante no entre en contacto con la piel. Higiene de manos: Para mantener la higiene de manos, lávelas concienzudamente antes de colocar los guantes y una vez retirados. Los guantes usados deben eliminarse mediante incineración o según se indique en la normativa de las autoridades locales. Puede acceder a la declaración de conformidad y descargarla en la página gg-doc.com/skytec. Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Probado según la norma EN ISO 21420:2020.

FR - Gant usage unique en nitrile. Non poudré. Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Finition texturée. Non stérile. Préviént les allergies de type I. La protection est limitée à la main. Veuillez consulter un médecin en cas d’irritation. Obsolescence : - Lorsque le produit est stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période pouvant aller jusqu’à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie utile ne peut être spécifiée. Elle dépend de l’application qu’en fait l’utilisateur et s’il s’assure que le gant convieent à l’usage auquel il est destiné. Veuillez vérifier que les gants ne présentent pas de défauts ou d’imperfections avant chaque utilisation. Utilisation non adaptée des gants : - La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un gant mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Un mauvais ajustement conduit à une protection des mains inefficace. Enfilage des gants : - Choisissez la taille de gant adaptée. Veuillez vérifier que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. Le cas échéant, jetez les gants immédiatement. Désefilage des gants : - Retirez le gant dès que vous constatez qu’il est usé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d’un contaminant qui ne peut pas être nettoyé ou qui présente un risque potentiel, il est conseillé d’enlever alternativement les gants gauche et droit en utilisant la main gantée de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant n’entre en contact avec la peau. Hygiène des mains : - Pour une hygiène des mains efficace, lavez-vous soigneusement les mains avant d’enfiler les gants et après les avoir retirés. Les gants usagés doivent être incinérés ou jetés conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d’utilisation. Pour accéder à la déclaration de conformité et la télécharger, veuillez vous rendre sur le site gg-doc.com/skytec. Le produit est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020. Conforme à l’Arrêté du 05/08/2020.

IT - Guanto monouso in nitrile. Senza polvere. Realizzato senza l’attic di gomma naturale. Finito a testurizzato. Non sterile. Previene le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alle mani. In caso di irritazioni, consultare un medico. Obsolescenza: se il prodtto viene conservato secondo le modalità consigliate, le sue caratteristiche chimiche rimangono inalterate per un massimo di 5 anni dalla data di produzione. Non è possibile fornire un’indicazione specifica sulla durata del guanto, perché dipende dal tipo di applicazione. L’utente si assume la responsabilità di verificarne l’idoneità per l’uso previsto. Ispezionare i guanti prima dell’uso e assicurarsi che non presentino difetti o imperfezioni. Utilizzo inappropriato: un guanto che non aderisce bene alla mano riduce la sensibilità tattile e la manualità e potrebbe causare un affaticamento della mano e delle dita. L’uso di guanti della taglia sbagliata o poco aderenti può ridurre il livello di protezione della mano. Al momento di indossare i guanti: scegliere guanti della taglia corretta. Ogni volta, prima di indossare i guanti, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Se si notano danni o segni di contaminazione, gettare i guanti. Rimozione dei guanti: se un guanto dovesse apparire danneggiato o usurato, rimuoverlo immediatamente. Se i guanti dovessero essere ricoperti di sostanze contaminate che non possono essere rimosse o se presentano altri tipi di rischi potenziali, si consiglia di rimuoverli gradualmente, alternando prima una mano e poi l’altra, in modo da mantenere le mani protette ed evitare il contatto del contaminante con la pelle. Igiene delle mani: per una corretta igiene, lavare accuratamente le mani prima di indossare i guanti e dopo la rimozione. I guanti usati devono essere inceneriti o smaltiti in conformità alle disposizioni delle autorità locali. Per leggere e scaricare la Dichiarazione di conformità, visitate gg-doc.com/skytec. Il prodotto risulta conforme al regolamento (UE) 2016/425 su DPI. Testato in conformità a EN ISO 21420:2020.

NL - Nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Niet gemaakt van natuurlijk rubber latex. Getextuureerde afwerking. Niet-steriel. Voorkomt allergieën van type I. De bescherming beperkt zich tot de hand. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Veroudering: bij opslag onder de aarbevonden omstandigheden zal het product geen verandering in chemische eigenschap ondergaan op tó 5 jaar na de productie datum. De levensduur kan niet worden gspecificeerd en is afhankelijk van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op

defecten of onvolkomenheden. Onjuist gebruik van de handschoenen: de tactiele gevoeligheid en de beweeglijkheid zijn minder bij slecht passende handschoenen; dit kan vermoeidheid in de handen en vingers veroorzaken. Een verkeerde maat en een slechte pasvorm leiden tot minder goede bescherming van de handen. Handschoenen aantrekken: kies de juiste handschoenmaat. Controleer de handschoen vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen of vervuiling. Gooi ze weg als ze beschadigd of vervuild zijn. Handschoenen uittrekken: trek de handschoenen uit zodra u slijtage of beschadiging vaststelt. Als de handschoen bedekt is met een verontreiniging die niet te verwijderen is of die een potentieel gevaar inhoudt, is het raadzaam om beetje bij beetje afwisselend de linker- en rechterhandschoen uit te trekken met de gehandschoende hand, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder de verontreiniging in contact komt met de huid. Handhygiëne: voor een goede handhygiëne moeten de handen grondig worden gewassen voordat de handschoenen worden aangetrokken en nadat handschoenen zijn uitgetrokken. Gebruikte handschoenen moeten worden verwijderd door middel van verbranding of volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. Voor het inzien en downloaden van onze conformiteitsverklaring kunt u terecht op gg-doc.com/skytec. Het product voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425. Getest overeenkomstig EN ISO 21420:2020.


PL - Jednorazowe rękawice nitylowe. Bezpydrowe. Nie zawierają lateksu naturalnego. Teksturowane wykończenie. Niejałowe. Zapobiegają alergiom typu I. Ochrona jest ograniczona tylko do dłoni. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zasięgnąć porady lekarza. Starzenie się: produkt przechowywany zgodnie z zaleceniami nie zmieni swoich właściwości chemicznych przez okres do 5 lat od daty produkcji. Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od danego zastosowania i odpowiedzialności użytkownika za upewnienie się, że rękawice nadają się do tego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości. Niewłaściwe używanie rękawic: złe dopasowanie rękawic obniża czucie i sprawność manualną, mogąc powodować zmęczenie dłoni i palców. Niewłaściwy rozmiar i złe dopasowanie prowadzą do słabej ochrony dłoni. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiedni rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawic sprawdź, czy nie są fizycznie uszkodzone lub zanieczyszczone. Wyrzuć je, jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Zdejmowanie rękawic: zdejmuj rękawicę, gdy tylko zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia. Gdy rękawica jest pokryta zanieczyszczeniem, którego nie można usunąć lub które stanowi poważne zagrożenie, zaleca się naprzemienne zdejmowanie lewej i prawej rękawicy używając dłoni w rękawicy, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu zanieczyszczenia z skórą. Higiena rąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem i po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć ręce. Zuzyte rękawice należy utylizować póprzez spalenie lub zgodnie z przepisami władz lokalnych. Deklaracja zgodności: jest dostępna do pobrania na stronie gg-doc.com/skytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

PT - Luva descartável de nitrilo. Isenta de pó. Não fabricada com látex de borracha natural. Acabamento texturizado. Não-estéril. Evita alergias tipo I. A proteção é limitada apenas à mão. Se surgir irritação, procure orientação médica. Obsolescência: - Quando o armazenado conforme recomendado, o produto não sofrerá alteração nas propriedades químicas por até 5 anos a partir da data de fabrico. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do utilizador para verificar a adequação da luva para o uso pretendido. Antes da utilização, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições. Uso inadequado das luvas: - A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com uma luva mal ajustada, o que pode provocar a fadiga nas mãos e dedos. O tamanho errado eo ajuste inadequado conduzem a uma proteção deficiente das mãos. Colocação das luvas: - Escolha o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso da luva. Descarte se houver algum dano ou contaminante. Retirada da luva: - Remova a luva assim que notar desgaste ou dano. Quando a luva estiver coberta por um contaminante que não seja removível ou apresente um perigo potencial, é aconselhável retirá-la com a luva esquerda e dirigi-la para o lixo adequadamente e usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com a pele. Higiene das mãos: - Para manter a higiene das mãos, lave bem as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las. As luvas usadas devem ser descartadas por incineração ou de acor do com a regulamentação das autoridades locais. Para aceder e baixar a Declaração de Conformidade, visite gg-doc.com/skytec. O produto está em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425. Testada de acordo com EN ISO 21420:2020.


TR - Tek Kullanımlık Nitril Eldiven. Toz içermez. Doğal Kauçuk Lateks ile Üretilmemiştir. Dokulu Yüzeý. Steril Değildir. Tip I Alerjiler i Önler. Koruma sadece el ile sınırlıdır. Tahriş oluşturma bbbiyarım alın. Eskime: -Önelen şekilde depolandığında ürünün kimyasal özellikleri üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar değişmez. Hizmet ömrü belirtilemez ve uygulama veya kullanıcının eldivenin kullanım amaçına uygunluğunu tespit etme sorumluluğuna bağlıdır. Kullanımdan önce eldivenlerde herhangi bir kusur veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Uygun suz eldiven kullanımlı: - Ele tam oturmayan eldivenler dokunsal hassasiyeti ve el becerisini azaltır, bu da ellerde ve parmaklarda yorgunluğa neden olabilir. Yanlış beden ve uyumsuzluk, el korumasının azalmasına neden olur. Eldiven giyme: - Uygun eldiven boyutunu seçin. Eldiveni her kullanımdan önce herhangi bir fiziksel hasar veya kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya kirlenici varsa atın. Eldiven çıkarma: - Aşınma veya hasar görüldüğünüz anda eldiveni çıkarın. Eldiven çıkarılmayan veya potansiyel bir tehlike arz eden bir kirlenici ile kaplandığında, eldivenli el kullanılarak solve sağ eldivenlerin dönüşümü için çıkartılması tavsiye edilir, böylece eldivenler kirlenici cide temas etmeden çıkarılır. El Hijyeni - El hijyenini korumak için eldiven giymeden önce ve eldivenleri çıkardıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kullanılmış eldivenler yakılarak veya yerel makamların yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir. Uygunluk Beyanına erişmek ve indirmek için lütfen gg-doc.com/skytec adresine gidin. Ürün, PPE yönetmeliği (AB) 2016/425 ile uyumludur. EN ISO 21420:2020'a göre test edilmiştir.

HI - एकल-उपयोग नाइट्राइल दस्ताने। पाउडर-मुक्ता पराकृतिक रबर लेटेक्स से निर्मित नहीं है। टेक्सचर की फनिशि वाला। गैर-स्टराइला ट्राइप। एलर्जी की रोकथाम करता है। सुरक्षा केवल हाथों तक सीमति है। यदि जलन हो तो मेडिकल सलाह लें। पुराना पड़ना:- अनुशंसा के अनुसार स्टोर करने पर उत्पाद के निर्माण की तारीख से 5 साल तक रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेवा जीवन तय नहीं किया जा सकता है और यह इसके न्यित उपयोग के लिए इस दस्ताने की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग और उपयोगकरता की ज़िम्मेदारी पर निर्भर करता है। उपयोग करने से पहले, इस दस्ताने का निरीक्षण कर लें कि इसमें कोई खराबी या कमी न हो। अनुचित दस्ताने को उपयोग:- खराब फिटिंग वाले दस्ताने से स्पर्श संबेदनशीलता और नपिणता कम हो जाती है, जिससे हाथों और उंगलियों में थकान हो सकती है। गलत साइज़ और खराब फिटिंग से हाथों की सुरक्षा पर गलत असर होता है। दस्ताने पहनना:- दस्ताने का उचित साइज़ चुनने। इस दस्ताने के परत्येक उपयोग से पहले किसी भी भौतिक कृषुत् या संदृषण की जाँच करें। यदि कोई कृषत या संदृषण दखि तो इसे हटा दें। दस्ताने उतारना:- जैसे ही आप दस्ताने को घसिने या कृषतगिरस्त होते देखें तो उसे हटा दें। जब दस्ताने पर कोई ऐसा दृषति पैदारथ पड़ा हो जो हटाने योग्य नहीं है या संभावति खतरा पैदा करता है तो सलाह दी जाती है कि उस दस्ताने वाले हाथ का उपयोग करते हुए बाएं और दाएं दस्ताने को बायीं-बायीं से उतारें ताकि उस दृषति पदारथ के त्वचा के संस्पर्क में आए बिना दस्ताने हटा दिए जाएं। हाथ की स्वच्छता:- हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनने से पहले और दस्ताने उतारने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। उपयोग किए गए दस्तानों को जलाकर या स्थानीय अधिकृत नयियों के अनुसार नपिटायों जाना चाहिए। अनुरूपता की घोषणा तक पहुंचने और डाउनलोड करने के लिए कृपया **gg-doc.com/skytec** पर जाएं। यह उत्पाद PPE वैनिधि (EU) 2016/425 के अनुपालन में है। EN ISO 21420:2020 अनुसार परीक्षण किया गया है।

AR - قفاز النتريل القابل للتصرف. خال من البودرة. غير مصنوع من اللطاط الطبيعي. ملمس خبيبي. غير معقم. يمنح الحساسية من النوع الأول. تقتصر الحماية على الأيدي فقط. في حالة حدوث تهيج، تفضل المساعدة الطبية. القادم: - عند التخزين على النحو لوصي به، لن يحدث أي تغير في الخواص الكيميائية المنتج لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تحديد العمر الافتراضي ويوقف ذلك على الاستخدام ومسؤولية المستخدم من حيث التأكد من ملائمة القفاز للاستخدام المقصود. قبل الاستخدام، افحص القفازات بحثًا عن أي عيوب أو تلفيات. الاستخدام غير الملائم للقفازات:- تتخفف حساسية اللبس ومستوى للمهارة عند استخدام قفاز غير ملائم، مما قد يؤدي إلى إهراق البدين والأصابع كما أن استخدام مقاس غير صحيح والارتداء الخاطئ يؤثيان إلى ضعف حماية اليدين. ارتداء القفازات - اختر مقاس القفاز المناسب. تحقق من عدم وجود أي أضرار مادية أو تلف قبل كل استخدام للقفاز. تخلص من القفازات في حالة وجود أي تلف أو تلف. خلع القفاز: - أزع القفاز بمجرد أن تظهر عليه أي علامات التآكل أو التلف. إذا كان القفاز يشمل على مادة مژّه غير قابلة للإزالة أو تمثل خطرًا محتملًا، فمن الأفضل إزالة القفازين الّهين والأيسر بالتناوب باستخدام اليد المشمّلة على القفاز بحيث يتم إزالة القفازات دون ملامسة المدة الملوّثة للبشرة. نظافة اليدين: - للحفاظ على نظافة اليدين، اغسل يديك جيدًا قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها. يجب التخلص من القفازات المستخدمة عن طريق الحرق أو وفقًا للوائح السلطات المحلية. للوصول إلى إعلان للطابفة وتوزيعه، يُرجى زيارة: gg-doc.com/skytec. المنتج متوافق مع لائحة معدات الوقاية الشخصية (الاتحاد الأوروبي) 2016/425. وقد تم اختياره طبقا المواصفة EN ISO 21420:2020.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B							
	Chemical	Code Letter	Breakthrough Time	Level	Mean Degradation % EN ISO 374-4:2019		
	40% Sodium Hydroxide	K	> 480 min	6	-7.1		
	Ammonium Hydroxide 25%	O	> 480 min	6	27.0		
	30% Hydrogen Peroxide	P	> 120 min	4	27.1		
	37% Formaldehyde	T	> 240 min	5	17.7		
	Performance Level	1	2	3	4	5	6
	Breakthrough Time (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480




Degradation levels indicate the change in Puncture Resistance of the glove after exposure to the challenge chemical

EN ISO 374-5:2016					
	Performance Level	AQL	Inspection Levels		
	Level 3	< 0.65	G1		
	Level 2	< 1.5	G1		
	Level 1	< 4.0	S4		
VIRUS					

Products conform to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE). Type examination certificate Module B issued and Module D assessment carried out by: EU: SATRA Technology Europe Ltd, Braecetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified body No. 2777).

	2777 Comply to PPE Regulation 2016/425 Cat III
---	--

STATEMENT AND CAUTION Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergens within the glove that are known to cause harm to the wearer. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.

		
MADE IN CHINA		

GLOBUS



Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK | T: +44 (0)161 877 4747 | www.globusgroup.com

Globus EMEA FZE, Jafza View 1, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates | T: +971 4 882 9962

 **Globus EMEA Ltd** Authorized Representative in the European Community

Globus EMEA Ltd. 51 Dawson St. Dublin, D02 AN25, Ireland

MADE IN CHINA

Globus is a registered trademark owned by Globus (Shetland) Ltd. © 2023 Globus (Shetland) Ltd. All Rights Reserved | SKY-PCK-DISP(50)-TX924-0624_1