

**EN-1**: Single use nitrile examination glove. Powder Free. Not Made With Natural Rubber Latex. Textured Finish. Non-Sterile. Contains Potential Type I Allergens. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. **Disposal:** Once discarded no re-use. **Storage:** Once opened no re-use. **Use:** Within 3 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or impregnations. **Inappropriate glove use:** Tactile sensitivity and dexterity reduces sharply with a poor fitting glove, which can cause fatigue in the hands and fingers. Wrong size and poor fitting lead to poor hand protection. **Glove donning:** Choose the appropriate glove size. Check for any physical damage or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contaminant. **Glove doffing:** Remove the glove as soon as you see wear or damage. When the glove is covered in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard, it should be left as is and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. **Hand Hygiene:** To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. **Gloves:** Gloves should be disposed by incineration or via the regulation of authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit [g-drc.com/skylite](http://g-drc.com/skylite). The product is compliant with the PPE Regulation EU 2016/425, certified according to EN 12941, A2012/A2013.

**D - Einweg-Untersuchungshandschuks aus Nitil, Puderfrei, Nicht mit Naturschukklatek hergestellt, Strukturierte Oberfläche, Nicht kantfrei, Vermeidet Allergien von Typ I.**  
Der Schutz ist nur auf die Hände eingeschränkt. Bei Auf treten von Reizungen suchen Sie einen Arzt auf. Oboleszenz: Wenn das Produkt wie empfohlen eingesetzt wird, verändert es seine chemischen Eigenschaften so, dass zu jahrzeiten langsam die Herstellungssubstanz nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom tatsächlichen Gebrauch ab. Es liegt der Hersteller keine Garantie für die Nutzungsdauer des Produkts vor. Der Handschuh wird im Gebrauch an Schäden leichter betroffen. Umfangreiche Anwendung der Handschuhe bei Bedarf und unter Berücksichtigung von Tastempfindlichkeit und Fingergeschick, wie es zu Erzielung einer Hindernisfreiheit führen kann. Farblos. Größe: Einheitsgröße. Sollte die Farbe von Ihren Zähnen zu Ihrer Zähne zu zwingen, um den Handschutz. Angewandt: Handschuh. Wählen Sie den richtigen Handschuh. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf plausible Schäden und Verunreinigungen. Entfernen Sie beschädigte oder unzureichende Handschuhe. Wenn ein Handschuh eine Verunreinigung aufweist, ist eine Wiederverwendung möglicherweise Gefahren darin, dass weiterer Handschuh beschädigt wird mit der beschädigten Handschuhe kann verwendet werden, sodass die Verunreinigung nicht mit der Haut in Berührung kommt. Handhygiene: Um die Hygienevorschriften zu erfüllen, waschen Sie sich die Hände gründlich den Anzeigen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gefahrlosen Handschuhe sind steril oder sterilisiert mit der PSA-Verordnung E 12/106/EU, gemäß EU-Richtlinie 93/2/EG vom 22.03.2013-A1202.

**FR - Gant chimique en nitrile à usage unique.** Non parfumé. Ne contient pas de latex ou caoutchouc naturel. Finition texturée. Non stérile. Prévient les allergies de type I. La protection est limitée à la main. Veiller à consulter un médecin en cas d'intolérance. Observance : ... Lorsque le produit est stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période et pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie utile ne peut être spécifiée. Elle dépend de l'utilisation qu'en fait l'utilisateur. Si l'on sait que le gant convient à l'usage auquel il est destiné, veiller à vérifier que les gants se présentent pas de défauts d'imperfections avant chaque utilisation. Utilisation adaptée des gants : ... La sensibilité tactile et la dextérité sont diminuées avec un gant mal ajusté, qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une mauvaise taille et une mauvaise ajustement conduisent à une protection des mains insuffisante. Enfants et adolescents : ... Choisissez la taille de gant adaptée. Vérifiez que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. Les échapper, laissez les gants immédiatement. Des gants usés : ... Retirez le gant dès que vous constatez qu'il est usé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d'un vernis mat ou qu'il présente un risque potentiel, il est conseillé de l'enlever et éliminer soigneusement. Les gants gauches et droits doivent être utilisés de manière à ce que les gants soient enlevés et conservés de manière indépendante avec la peau. Higienise des mains : ... Pour une hygiène des mains efficace, allez-vous sous-jointement les mains avec un gel hydroalcoolique et soyez conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays ou dans l'utilisation. Pour accéder à la réglementation en vigueur dans votre pays ou dans l'utilisation, veiller à consulter les sites [www.conformite-europeenne.com](http://www.conformite-europeenne.com). Le mode d'utilisation est conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays ou dans l'utilisation.

FE (UE) 2014/245, testi soli nel norme EN 420:2013 - AL 2019  
- Quantità minima per esami certificati. Periferia. Realizzata con gomma naturale. Finitura lustrata. Non sterile. Prende le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alle mani. In casi d'infarto, consultare un medico. Chioscistica; se gli provieto viene consegnato secondo le modalità di cui sopra, le sue caratteristiche chimiche rimangono inalterate per un massimo di tre anni dalla data di produzione. Non è possibile fornire in indicazione specifica sull'adattamento dei guanti, perché dipende dal tipo di applicazione. Il produttore si assume la responsabilità di avvertire l'utente per ogni uso, rispettando i grandi principi della sicurezza che non possono difendere i imprevedibili effetti e imprevedibili. Utilizzando il prodotto e un guanto che non si adatta bene alla mano riduce la sensibilità delle mani e le mani e può dare cause a una faticosa ed ostacolante maniera di estrarre e mettere le mani. L'uso di guanti della stessa taglia o di guanti più grandi può ridurre i livelli di protezione della mano. Al momento di indossarli, scopri gli strappi della taglia corrente. Ogni volta di togliere i guanti, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Sei notandoli prima di seguirli o di controllarli. Rimozione dei guanti: se comunque si dovesse aprire un danno o una frattura, non usare il prodotto. Sei quindi dovessi essere costretti a sostare da contenimenti che non possono essere rimossi o presentandosi con i diritti potenziali, si consiglia di rimuovere gradualmente, almeno prima una mano per volta, il modo in cui mantenere le mani protette e rimuovere il contatto diretto con le pelli, quelle delle mani, per una corretta igiene. Lavori acciuffando le mani prima di rimuovere il diritto o la frattura. Il produttore si riserva di conformarsi alle disposizioni delle autorità locali. Per oggi e scaricare la Dichiarazione di conformità, visitare [oc-doc.com/skysafe](http://oc-doc.com/skysafe). Il produttore si riserva di conformarsi alle disposizioni della legislazione UE 2016/425 d.d.P.

**NL** - Nitrit onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex. Getextureerde afdrukking. Niet-steriel. Voor komt allergieën van type I. De bescherming is gelijk aan de hand. Raagpleegje als alternatief op te gebruiken. Veroudering: bij opslag onder de aantrekken omzet en gedraaien het product goed veranderen en zijn er geen bacteriën.

E  
2

Chemical	Code Letter	Breakthrough Time	Level	Mean Degradation % ENISO 374-2019	
40% Sodium Hydroxide	K	>480 min	6	-63.5	
30% Hydrogen Peroxide	P	>10 min	1	18.0	
37% Formaldehyde	T	>240 min	5	14.2	
Performance Level	1	2	3	4	
Breakthrough Time (min)	>10	>30	>60	>120	>240
					>480

Population levels indicate the change in Percentage Deviations of the class after exposure to the challenge chemical.

27

16	Performance Level	AQL	Inspection Levels	Tested in accordance to EN ISO 374-2:2014 Penetration air leak: PASS Penetration water leak: PASS Performance level: Level 2
	Level 3	< 0.65	GI	Micro-organisms risk in accordance with EN ISO 374-5:2016
	Level 2	< 1.5	GI	Protection against bacteria and fungi: PASS
	Level 1	< 4.0	S4	Protection against viruses: PASS

Tahrif Intended: Medical and RPE Cat II



Comply to MDR2017/745 Class I

**STATEMENT AND CAUTION** Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may not give less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergies within the glove that are known to cause harm to the wearer.

**AR - قفازات**  
فقط في حالة  
لا يمكن تحديده  
تلبيات، الاست  
والارتداء الحالا  
وجود أي تلف  
القفازين الـ  
ارتداء لقفازات  
متواافق مع لا

**LOT**

**EU REP** Globus EMEA Ltd Authorized Representative in the European Commun

Journal of Oral Rehabilitation 2006 33: 103–109

CLORUS



Manufactured for:  
**Globus (Shetland) Ltd.**

12 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester M17 1SH, UK | T: +44 (0)161 877 4747 | [www.gldbusgroup.co](http://www.gldbusgroup.co)

Manufacturer: GLOBUS EMEA FZE, Jafza View 1, Office 220, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, United Arab Emirates