

Accessoire de dérivation en T pour mini-goulotte 20x50mm en PVC ou sans halogène

REF TMA106203/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSIFICATION IK

7

IP

IP4X

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

122672 MMQ

POIDS NET

0.025 KGM

POIDS BRUT

0.025 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

12

HAUTEUR EMBALLAGE

88 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

123 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

136 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1472064 MMQ

POIDS NET

0.3 KGM

POIDS BRUT

0.3 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436039551